

Q-106.756 - Auswahl des TCP Port beim Update der Virensignaturen

Q-106.756 - Auswahl des TCP Port beim Update der Virensignaturen

aus Tobit KB importiert - vom 26.09.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Für das automatische Update der Virensignaturen können Sie mit dem neuen Grabbing Server den TCP Port zwischen Port 25 und 80 auswählen. Die Einstellung des TCP Port kann im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> System« auf der Registerkarte »Viruserkennung« vorgenommen werden.

Antwort

Nach Einspielen des Service Pack vom 18-Dec-2003 steht Ihnen die neue Funktion zur Verfügung.

Das aktuelle Service Pack enthält eine Reihe neuer Funktionen und Fehlerkorrekturen. Laden Sie zunächst die Version herunter, die zu dem von Ihnen eingesetzten Betriebssystem passt. Führen sie anschließend die Download-Datei aus, um den Installationsvorgang zu starten. Nach Abschluss der Installation stehen Ihnen alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen des Service Packs zur Verfügung.